



New Age®

NEW POCKET EMAVIT

New Pocket Emavit è il nuovissimo apparecchio professionale di magnetoterapia a bassa frequenza, caratterizzato dalla semplicità d'uso e dalle numerose possibilità di utilizzo: terapia antalgica e rigenerante, ricostruzione ossea e cartilaginea. New Pocket Emavit contiene 25 programmi preimpostati con i parametri per le applicazioni più comuni e 5 memorie libere. Funziona a corrente elettrica e a batteria ricaricabile; inoltre, è dotato di una comoda valigetta per il trasporto e la terapia a domicilio.



PROGRAMMI/APPLICAZIONI

- | | | |
|------------------|---------------------------------|----------------------|
| - Fratture | - Artrite | - Borsite |
| - Osteoporosi | - Periartrite | - Epicondilite Acuta |
| - Articolazioni | - Artropatie | - Tendinite Piede |
| - Edemi | - Artrosi Piccoli articolazioni | - Cervicale |
| - Strappi | - Artrosi Grandi articolazioni | - Sciatalgia |
| - Tendiniti | - Coxoartrosi | |
| - Lombalgia | - Lussazioni | |
| - Circolazione | - Contusione diffusa | |
| - Dolori acuti | - Contrattura | |
| - Dolori cronici | - Miosite | |

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: batteria ricaricabile, alimentatore esterno

Numero canali d'uscita: 1

Numero programmi: 25 preimpostati + 5 liberi

Frequenza (Hz): 1-100

Emissione: continua/pulsata

Potenza emessa fino a: 300 Gauss (con materasso)

DOTAZIONE DI BASE

- Valigia
- 1 coppia solenoidi
- 2 fasce elastiche fissaggio
- batteria ricaricabile
- alimentatore esterno
- manuale d'uso con foto applicazioni

OPTIONAL

- materasso 170x50 cm
- cuscino 45x45 cm
- applicatore a fascia