

# SHR SYSTEM 3.0

FICHA TÉCNICA



LA REVOLUCIÓN  
EN DEPILACIÓN



## SHR SYSTEM 3.0

### EL REVOLUCIONARIO MÉTODO EN DEPILACIÓN PERMANENTE

La novedosa tecnología SHR es una combinación del láser de diodo con la tradicional luz xenón, ofrece unos resultados seguros, rápidos y eficaces.

La energía penetra en las capas más profundas de la dermis con gran potencia, baja fluencia y una frecuencia de repetición de hasta 10 disparos por segundo.

Nuestro cabezal refrigerado alcanza los  $-7^{\circ}\text{C}$ , consiguiendo así un tratamiento confortable y seguro.

Nuestro modelo SHR 3.0 portátil es especialmente ligero frente a otros equipos anteriores, muy cómodo y fácil de manejar en espacios pequeños.

## ÚLTIMA TECNOLOGÍA SHR DE BARRIDO

Gracias a la nueva tecnología in-motion hemos conseguido alcanzar una depilación más rápida y eficaz.

Podrás deshacerte del vello más fino y reducirás los tiempos del tratamiento, dando una mejor imagen y aumentando la rentabilidad de tu centro.

Además, el equipo incluye un manípulo extra con sistema E-Light para realizar fototerapias (anti-acné, rejuvenecimiento, vascular...).

## SEGURO

INCLUSO EN PIELES BRONCEADAS

## EFICAZ Y RÁPIDO

10 PULSOS POR SEGUNDO

## ECONÓMICO

HASTA 1 MILLÓN DE DISPAROS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Manípulo 1  
SHR para depilación (Sistema In-Motion)

Potencia  
2800w

Manípulo 2 (OPCIONAL)  
E-Light con filtros intercambiables

Pantalla  
Táctil 15" a color

Duración de la lámpara  
Hasta 1 millón de disparos

Peso  
15 kg

Longitud de onda  
950nm


Tamaño de spot  
15x50nm

Cabezal refrigerado  
Si (-7°)

Frecuencia  
1-10Hz (Pulsos/Segundo)


Densidad de energía  
10-50J/cm2 (SHR)

Medidas  
36,5 X 28 X 44cm




## SOFTWARE SENCILLO E INTUITIVO


Con nuestro avanzado software logramos una depilación más eficaz, obteniendo de esta manera mejores resultados y con el 60% menos de sesiones que los equipos de depilación convencionales.



Menú de selección



Display sistema SHR



Display sistema E-Light

## SISTEMA RN TECHNOLOGY



### ASESORAMIENTO

Nuestro equipo te ayudará a sacar el máximo rendimiento a tu aparatología.



### GARANTÍA CON EQUIPO DE SUSTITUCIÓN

Ponemos empeño en que las reparaciones sean lo más rápidas posible, aun así, si la cosa se complica, contamos con equipos de sustitución.



### SEGUIMIENTO CONTINUO

La misma persona que te ha formado estará cerca de tí, ayudándote a resolver cualquier duda que te surja.



### FORMACIÓN INTEGRAL EN TU PROPIO CENTRO

Nuestro técnico acudirá para darte unos conocimientos de tú a tú, tómate todo el tiempo que necesites en aprender a usar nuestra tecnología.