

## Ilim

**2-section fixed table of a chrome frame. Backrest manually adjustable. Removable headrest cushion with breather hole. White PU upholstery of high quality that eases cleaning.**

Camilla fija de 2 cuerpos con estructura cromada. La inclinación del respaldo se regula manualmente. Cojín reposacabezas extraíble con agujero facial. Tapizado blanco en PU de alta calidad y fácil de limpiar.

Table fixe à 2 plans avec structure chromée. Dossier réglable manuellement. Coussin repose-tête amovible avec trou visage. Revêtement en PU blanc de haute qualité et facile à nettoyer.

*Stationäre zweiteilige Liege mit einem verchromten Rahmen. Neigung der Rückenlehne manuell einstellbar. Ausziehbares Kopfkissen mit Gesichtsausschnitt. Hochwertige weiße PU- Polsterung, leicht abwaschbar.*

*Letino a 1 snodo dalla struttura cromata. Inclinazione dello schienale regolabile manualmente. Cuscino poggiatesta estraibile con foro facciale. Rivestimento in PU bianco di grande qualità e facile pulizia.*


### Massage Bed Ref. 2203

Product size: 183x61x75 cm  
Weight: 28 Kg  
Upholstery: PVC

1 Breather hole  
2 Angle 0° ~ 45°  
3 Height 75 cm

OPTIONS  
Bed cover

PACKING SIZE cm  
188x17x66  
N.W. kg  
28  
G.W. kg  
31  
MAX WEIGHT  
150 kg



# Ilim

