



MATERIAL TÉCNICO AMORTIGUADOR	
PRODUCTO	PORÓN FORRADO MODENA
REFERENCIA	11.208.8
DESCRIPCIÓN	Material porón forrado con microfibra especial Modena, perforada. Indicado para el forrado de todo tipo de plantillas. Permite y aumenta la capacidad de absorción del sudor, al mismo tiempo que crea un aspecto muy moderno e impactante.
COMPOSICIÓN	Poliéster, poliuretano y microfibra.
PRESENTACIÓN	Una plancha PORÓN MODENA de color azul forrada con microfibra perforada. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimensiones: 70 x 100 cm ▪ Grosor: 1,8 mm
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material para el forrado de todo tipo de plantillas. ▪ Material amortiguador: Ideal para la actividad y el deporte.
MODO DE EMPLEO	Recortar el material con las medidas deseadas y pegar con cola de contacto.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material anti-chock y amortiguador: Mantiene su estado inicial, no se deprime tras sufrir impactos. ▪ El forro aumenta la capacidad de absorción del sudor. ▪ Confortable. ▪ Dureza (Shore): 18 ▪ Termoformable: No ▪ Perforado: Si ▪ Celdas abiertas.
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario: Clase I.
ADVERTENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si se produce algún tipo de rechazo o irritación, o si su problema persiste, debe suspender el uso y consultar con su especialista. ▪ Mantener alejado del alcance de los niños.
ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Almacenar en un entorno limpio y seco. ▪ Proteger de la luz solar directa.