

## Ficha técnica

### Pack Tape Sport para vendaje funcional

#### Descripción:

Se trata de una Venda inelástica adhesiva para la realización de vendajes funcionales (taping). Es una venda con facilidad de corte gracias al dentado lateral, lo que permite el rasgado con las manos en ambas direcciones (serrated).

#### Observación:

No utilizar en heridas abiertas. No desechar en el medio ambiente después de su uso.

#### Presentación:

Descripción	Tamaño	Color	EAN 13	Contenido
Tape Sport vendaje Funcional	10m x 3,8cm	Blanco	8435454005967	b/1ud, expositor 32uds; 192b/CTN 6 expositores/CTN
Tape Sport vendaje Funcional	10m x 3,8cm	Blanco	8435454007046	b/1ud, expositor 1ud; 30 uds/CTN
Tape Sport vendaje Funcional	10m x 3,8cm	Negro	8435454007053	b/1ud, expositor 1ud; 30 uds/CTN

#### Composición:

Tejido de algodón Adhesivo termofusible

Color: Blanco

#### Normativa:

Este producto cumple con la Directiva Europea 93/42/CEE, relativa a productos sanitarios (clase I).

#### Instrucciones:

No utilizar en contacto directo ni indirecto de una herida  
Utilizar exclusivamente sobre piel intacta.

#### Almacenamiento:

Se almacene en lugares secos. No exponer a la luz solar directa, provocando altas temperaturas.

## Ficha logística

### Pack Tape Sport para vendaje funcional


---



**Expositor:**

Presentación: 1unidad/bolsa


32uds / expositor



**Información de cartón:**

Presentación: 6 expositores/cartón

Carton size: 44cm(L)x29cm(W)x37cm(H)



**Palé:**

Presentación:30 ctns/palé

Tamaño de palé:

120cm x 80cm x 198cm(h)