

Nuestros Productos




Massage

Swop 2L Starter



Swop 2L Starter es una camilla eléctrica todoterreno y polivalente.

Dimensiones



SWOP 2L STARTER MASSAGE



Características técnicas

MOTORES

1 motor (altura)

DIMENSIONES (LARGO X ANCHO)

202 x 68 cm

ALTURA (MIN. Y MAX.)

49/90 cm

PESO

94 kg

ESPESOR

5 cm

DENSIDAD

40 kg/m³

CAPACIDAD DE CARGA

200 kg

FUNCIONAMIENTO

Mando (incluido)
Pedal (opcional)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

230 V - 50/60 Hz

POTENCIA MÁXIMA

2 A

MOTOR ELÉCTRICO

6.000 N

TAPIZADO

Tapizado sin costuras y con bordes redondeados.

Tapizado de PVC en blanco o gris.

Resistencia a la abrasión: 120-150K ciclos.

Accesorios

Portarrollos de papel



Manillar apoyamanos



Bamboo Sound System



Funda de protección

