

# MAGNETOTERAPIA EL BIENESTAR EN TU CASA

ARTROSIS • DOLORES ARTICULARES  
• OSTEOPOROSIS • FRACTURAS ÓSEAS



**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE



# MAGNETOTERAPIA SIMPLE, EFICAZ, EN TU CASA

## CÓMO FUNCIONA

Nuestros dispositivos de la línea Magnum generan campos electromagnéticos pulsados (EMPS) con ondas de baja frecuencia capaces de ayudar a las estructuras óseas y articulares, fortaleciendo su **microestructura cuando está dañada** o **débil**.

Los productos Globus son dispositivos médicos certificados, **fáciles** de usar y completamente **eficaces**.

## IDEALES PARA

- Artrosis y dolores articulares
- Osteoporosis
- Fracturas y retrasos en la consolidación
- Edemas óseos
- Inflamaciones

# EL CORAZÓN DE GLOBUS LOS SOLENOIDES EN PURO COBRE



Más potentes  
más eficaces  
mayor rendimiento

Entre los dos componentes de puro cobre se forma un campo electromagnético. Cuanto más puro sea el cobre, más eficaz y profunda será la penetración de las ondas.

**Este es el secreto de Globus:  
la elección de los mejores  
componentes y la tecnología italiana.**



# ELIGE TU CORAZÓN GLOBUS

Los solenoides con uno de los campos electromagnéticos más potentes del mercado

Gracias al doble hilo de cobre conductor que envuelve las bobinas de nuestros solenoides, los dispositivos Globus son capaces de emitir una de las potencias de penetración más altas del mercado. La mejor forma de tratar las patologías.

## SOLENOIDE FLEXIBLE



Muy sencillo de colocar, ideal en las articulaciones (rodilla, hombro, muñeca, codo) y en pequeñas zonas anatómicas (pie y mano).

## SOLENOIDES POCKET PRO



Suaves y cómodos, adaptables a las diferentes medidas anatómicas, son ideales para tratar la pelvis y la espalda. El uso de dos genera un campo electromagnético muy extenso y penetrante.

# LA TERAPIA AL ALCANCE DE TU MANO

Con la **Magnetoterapia Globus** sentirse bien es aún más sencillo. No requiere esfuerzos.

## **HASTA 70 PROGRAMAS**

Encuentra tu dispositivo ideal para tratar inflamaciones, artrosis, dolores articulares, fracturas, edemas óseos.

## **FUNCIÓN 1+1 / 2+2**

Para hacer 2 programas al mismo tiempo, o incluso con otra persona.

## **HASTA 4 CANALES DE SALIDA**

Para conectar los diferentes tipos de solenoides y tratar múltiples partes del cuerpo al mismo tiempo.

## **GARANTÍA DE CALIDAD**

## **MADE IN ITALY**

## **ASISTENCIA DE NUESTROS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS**





# MAGNUM 2 PRO DRIVE

La magnetoterapia siempre está contigo.  
En el coche, en el tren, en la oficina: cuándo y dónde quieras.

Magnum 2 Pro Drive es el dispositivo más versátil y dinámico de la gama Magnum. Gracias a la batería recargable incorporada, se puede relizar terapias en movimiento. El dispositivo se caracteriza por un equipamiento completo que garantiza una portabilidad óptima.

La gran biblioteca de programas preestablecidos lo vuelve particularmente eficaz contra las principales patologías musculoesqueléticas.



## ESTÁ TODO EN EL KIT

Tu dispositivo siempre viaja contigo: un elegante estuche que contiene todo lo que necesitas para la terapia móvil.

- Dispositivo
- Batería recargable
- Colchoneta "Soft 4" (4 bobinas certificadas)
- 2 solenoides "Flexibles"
- Cable usb para la recarga móvil
- Magnum test





# ELIGE TU DISPOSITIVO IDEAL

Compra o alquila tu dispositivo de magnetoterapia



## MAGNUM 3500 PRO

4

Canales  
de salida

### Datos

Intensidad: 800 Gauss  
de media total  
Frecuencia: 5-200Hz

70

Programas

### Dotación

- Cod. G5434
- Dispositivo
- Maleta
- Colchoneta "Soft 4"
- 4 Solenoides "Pocket Pro"
- 2 Solenoides "Flexibles"
- Magnum test
- Alimentador
- Manual operativo

2+2

Función  
2 + 2\*

*\* Ejecutar 2 programas diferentes al mismo tiempo,  
Incluso para 2 personas, con 2 canales cada.*



## MAGNUM 3000 PRO

2

Canales  
de salida

70

Programas

1+1

Función 1+1\*

### Datos

Intensidad: 400 Gauss  
de media total  
Frecuencia: 5-200Hz

### Dotación

- Dispositivo
- Bolsa
- Magnum test
- Alimentador
- Manual operativo

### Opciones de compra

Cod. G5335  
con 2 solenoides "Flexibles"

Cod. G6034  
con 2 solenoides "Pocket Pro"



Batería incluida



## MAGNUM 2 PRO DRIVE

2 Canales de salida

41 Programas

1+1 Función 1+1\*

### Datos

Intensidad: 400 Gauss de media total

Frecuencia: 5-200Hz

### Dotación

Cod. G5429

- Dispositivo
- Bolsa
- Magnum test
- Colchoneta "Soft 4"
- 2 Solenoides "Flexibles"
- Cable USB con conector 5-12 V
- Alimentador
- Batería incluida
- Manual operativo

## MAGNUM XL PRO

2 Canales de salida

46 Programas

1+1 Función 1+1\*

### Datos

Intensidad: 400 Gauss de media total

Frecuencia: 5-200Hz

### Dotación

- Dispositivo
- Bolsa
- Magnum test
- Alimentador
- Manual operativo

### Opciones de compra

Cod. G3956 con 2 solenoides "Flexibles"

Cod. G6033 con 2 solenoides "Pocket Pro"

## MAGNUM 2500

2 Canales de salida

52 Programas

1+1 Función 1+1\*

### Datos

Intensidad: 320 Gauss de media total

Frecuencia: 5-200Hz

### Dotación

- Dispositivo
- Bolsa
- Magnum test
- Alimentador
- Manual operativo

### Opciones de compra

Cod. G5438 con 2 solenoides "Flexibles"

Cod. G6191 con 2 solenoides "Pocket Pro"

\* Ejecuta 2 programas diferentes al mismo tiempo, incluso para 2 personas, con 1 canal cada uno.



## MAGNUM XL

2 Canales de salida

26 Programas

### Datos

Intensidad: 280 Gauss de media total

Frecuencia: 5-200Hz

### Dotación

Cod. G3216

- Dispositivo
- Bolsa
- Solenoide "Flexible"
- Alimentador
- Manual operativo



## MAGNUM L

1 Canales de salida

8 Programas

### Datos

Intensidad 120 Gauss de media total

Frecuencia: 5-200Hz

### Dotación

Cod. G3947

- Dispositivo
- Bolsa
- Solenoide "Flexible"
- Alimentador
- Manual operativo





## COLCHÓN TOTAL BODY MEMORY FOAM

El bienestar llega durmiendo

Si la indicación terapéutica es para sesiones más largas o si la terapia debe actuar en múltiples partes del cuerpo, GLOBUS ha pensado en una solución **total body** realmente sorprendente.



**COLCHONETA INDIVIDUAL**  
**44x70 cm**

Para tratamientos en la columna y la pelvis.

Cod. G5944  
**Colchoneta "MAT 100 MEMORY FOAM"**  
 4 bobinas

**COLCHÓN**  
**176x70 cm**

Para tratamientos de larga duración y en más partes del cuerpo.

Cod. G5947  
**Colchón "TOTAL BODY 200 MEMORY FOAM"**  
 2 de 4 colchonetas activas  
 8 bobinas

Cod. G5948  
**Colchón "TOTAL BODY 400 MEMORY FOAM"**  
 4 de 4 colchonetas activas  
 16 bobinas

Cod. G5949  
**Colchón "TOTAL BODY 400 XP MEMORY FOAM"**  
 4 de 4 colchonetas activas  
 16 bobinas  
 compatible solo con el modelo MAGNUM 3500 PRO



# EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LOS SOLENOIDES LOS HACE MÁS EFICACES



**CERVICAL**



**HOMBRO**



**DORSAL**



**CODO**



**LUMBAR**



**CADERA**



**RODILLA**



**TOBILLO**



**PIE**



# ACCESORIOS ORIGINALES PARA UNA GARANTÍA DE BIENESTAR



## **SOLENOIDE POCKET PRO**

Cod. G6630

Solenoido muy potente y cómodo, fácil de aplicar tanto en las articulaciones como en la columna.

*15,5x9.5 cm - 2 Bobinas*



## **SOLENOIDE FLEXIBLE**

Cod. G6627

Solenoido que simplifica la aplicación en articulaciones (rodilla, tobillo, hombro, muñeca, codo) y en pequeñas zonas anatómicas (pie y mano).

*30x10 cm - 2 Bobinas*



## **SOLENOIDE SOFT 4**

Cod. G6631

Accesorio que facilita la terapia en la zona lumbar, dorsal, cervical y caderas (pelvis).

*25x25 cm*

*4 Bobinas - 2 Canales*



## **SOLENOIDE FLEXIBLE GRANDE**

Cod. G6629

Solenoido indicado principalmente para tratamientos en la columna.

*40x15 cm - 4 Bobinas*



## **KIT CUBRE SOLENOIDES FLEXIBLES**

Cod. G5878

Prácticos sobres para mantener limpios los solenoides y garantizar la higiene.



## **MAGNUM TEST**

Cod. G6713

Verifica la emisión del campo magnético.

*85x55 cm*

## EN LA LÍNEA MAGNUM HAY PROGRAMAS PARA TODOS

escubre todas las patologías en las que la magnetoterapia puede ayudarte.



PROGRAMA	MAGNUM 3500 PRO 3000 PRO	MAGNUM 2 PRO DRIVE	MAGNUM XL PRO	MAGNUM 2500	MAGNUM XL	MAGNUM L
Algodistrofia / Enfermedad de Sudeck	✓	✓		✓		
Antiinflamatorio	✓	✓		✓		
Artritis	✓	✓	✓	✓		✓
Artrosis - Osteoartritis	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Esguince de tobillo	✓	✓	✓	✓		
Dolores articulares	✓	✓	✓	✓		
Edema óseo	✓	✓		✓		
Edemas-contusiones	✓	✓	✓	✓		
Epicondilitis / Epitrocleitis	✓	✓	✓	✓		✓
Fractura con yeso	✓	✓	*	✓	*	*
Fracturas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fusión espinal	✓	✓				
Lesión cartilago	✓	✓	✓	✓		
Dolor de espalda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osteonecrosis	✓	✓		✓		
Osteoporosis	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osteotomía	✓	✓				
Post cirugía LCA	✓	✓	✓	✓		
Prótesis cadera - rodilla	✓	✓	✓	✓		
Pseudoartrosis	✓	✓				
Retraso consolidación fracturas	✓	✓	✓	✓	✓	
Tendinitis espalda / Manguitos rotatores	✓	✓	✓	✓	✓	
Tendinitis	✓	✓	✓			
Túnel carpiano	✓	✓	✓	✓	✓	
Úlceras	✓	✓				
Programas multifrecuencia	✓			1		
Programas con frecuencia predefinida	25			15		
Programas nocturnos	3					
Programas estéticos			14		10	

\* Utilizar programa "Fracturas"

Algunos programas están divididos por partes del cuerpo. Para más información consulta las fichas técnicas.