

New Farma Press Digital 8 plus es el modelo más versátil y completo que New Age Italia puede ofrecer gracias a su equipamiento básico con un par de perneras, banda abdominal, pulsera y total body.

Permite aplicaciones en todo el cuerpo como piernas, caderas, glúteos, abdomen y brazos.


Ideal para aplicaciones fisioterapéuticas como insuficiencia circulatoria y venosa, edemas, que estéticas para las imperfecciones de la celulitis y retención de agua.

Gracias a la variedad de los accesorios suministrados permite cualquier tipo de aplicación: optimizando el tiempo en caso de tratamientos a todo el cuerpo con el accesorio total body o en caso de problemáticas puntuales pudiendo tratar también zonas individuales del cuerpo.

El elevado número de secciones, 8 cámaras continuas, permite simular más un masaje manual fisioterapéutico o estético



Equipamiento Estándar	
Cuerpo de la máquina NEW FARMA PRESS DIGITAL 8 mod FO3001	
Control remoto para control remoto	
Par de cañas + cable + divisor	
Banda abdominal + cable	
Pulsera +cable	
Cuerpo total + cable	
1 Manual del usuario	

PROGRAMAS	
New Farma Press Digital permite 6 tipos de masajes: A: Peristáltico - B: Secuencial - C: Peristáltico doble - D entero - E y F: combinación de los masajes anteriores	
	<p>E</p> <p>F</p>

Tipos de aplicación
Anticelulítico - Drenaje linfático - Drenaje venoso Hinchazón en las extremidades - Edema post quirúrgico - Linfodema - Reduce la retención de líquidos - Insuficiencia venosa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Alimentación:	230V, 50-60 Hz
Presión	30 ~ 240 mmHg
Tiempo:	0 ~ 90 unidades ajustables en pasos de 5 min
Número de secciones:	8 secciones por cada accesorio Cada habitación se puede seleccionar o deseleccionar empujando el número correspondiente en la pantalla de la máquina
Número de programas:	6