

ZOOM

5-dioptre LED magnifying lamp of cold light.
The light intensity can be adjusted. It is equipped with an articulated arm and a very stable 5-wheel base. It outstands for its ergonomic design with two handles to easily adapt it to the required position.

Lámpara LED de luz fría con lupa de 5 aumentos.
 La intensidad de la luz es regulable. Equipada con brazo articulado y base de 5 ruedas de máxima estabilidad. Destaca por su diseño ergonómico con dos asas que permiten orientarla en la posición deseada.

Lampe à LED de lumière froide avec loupe à 5 dioptres. L'intensité de la lumière est réglable. Equipée d'un bras articulé et d'une base à 5 roulettes de grande stabilité. Distinguée par son design ergonomique et deux poignées qui permettent de l'orienter vers la position souhaitée.

Lampe mit kaltem LED Licht und mit einer 5 Dioptrien starken Lupe. Regulierbare Lichtintensität. Mit einem Gelenkarm und einer sehr stabilen fünf Räder Basis ausgestattet. Die Lampe sticht durch ein ergonomisches Design mit zwei Griffen hervor, um die gewünschte Position zu erreichen.

Lampada LED a luce fredda, con una lente d'ingrandimento a 5 diottrie. L'intensità della luce è regolabile. Fornita di un braccio articolato e uno stativo a 5 ruote molto stabile. Si distingue per un design ergonomico a due maniglie che permettono di orientarla nella posizione desiderata.

Led Magnifying Lamp
 Ref. 1006

Input voltage: 220Vac-240Vac
Input frequency: 50Hz/60Hz
Power: level1: 2,5W / level2: 3,5 W
 level3: 5,0W / level4: 7,0W
Dioptres: 5 dioptres
Luminous flux: 170/250/350
 420 lumen
Color temperature: 7000/8000 k
Lifetime: 15000 h
Type of led: SMD.LED - 20 pcs
AC Power cord size: 1,6 m
Lens diametre: 14,5cm

PACKING SIZE
 84x70x14cm
N.W. kg
 10
G.W. kg
 12



ZOOM

