

Dedicada a la salud

ADE

BÁSCULAS BARIÁTRICAS

Báscula bariátrica con pasamanos M319680-01

LÍNEA PROFESIONAL Y GRADO MÉDICO



Confiable y fácil
de usar



Experiencia y conocimiento
técnico



ISO 9001
ISO 13485



► Mayor seguridad y estabilidad

Pasamanos integrado y plataforma amplia de perfil bajo para un acceso cómodo

► Nueva pantalla multifunción

Versátil, con memoria para 4 valores de pre-tara y alta visibilidad

► Gran capacidad y precisión

300 kg con una división de escala de 100 g

► Prácticas funciones

Funciones IMC, tara y retención de peso

Especificaciones técnicas

Capacidad	300 kg
División	100 g
Unidades	kg , lbs
Dimensiones (plataforma)	550 x 550 mm
Dimensiones totales	615 x 550 x 1300 mm
Peso	18,5 kg
Energía	4 x baterías AA adaptador a corriente Batería recargable (opcional)
Funciones	Hold, puesta a cero automática, Tara y Pre-Tara, indicador de batería baja, apagado automático
Material	Metal y ABS

Seguridad y accesibilidad en cada pesaje



Está especialmente diseñada para pacientes que requieren un apoyo adicional durante el pesaje. Su robusto pasamanos proporciona mayor seguridad y estabilidad, mientras que la amplia plataforma de perfil bajo facilita el acceso a personas mayores, pacientes con movilidad reducida o usuarios en procesos de rehabilitación. Con una capacidad de hasta 300 kg y una precisión de 100 g, ofrece mediciones fiables para hospitales, clínicas, residencias y centros asistenciales.

Funciones avanzadas para el entorno sanitario

Equipada con el nuevo indicador LCD MZ3042, con retroiluminación y funciones de tara, pre-Tara, IMC y retención de peso, permitiendo un uso cómodo y eficiente en la práctica diaria. La báscula puede alimentarse mediante adaptador de corriente o pilas, con opción de batería recargable, y dispone de interfaz RS-232 para la transferencia de datos. Estabilidad, facilidad de acceso y funciones, la convierte en una solución ideal para entornos médicos exigentes.

