

Cilindro portátil diámetro 30cm para tratamientos de extremidades inferiores o superiores.

Cilindro portátil de 30cm de diámetro dotado de pies para el apoyo en superficies planas dotado de patente exclusiva MFC que concentra las líneas de fuerza en el interior del solenoide sin dispersiones hacia el exterior (en conformidad al D. Lgs. 626). Identificación del polo norte para una correcta orientación

- ACC549 - CP30



Cilindro portátil diámetro 50cm para tratamientos de extremidades inferiores o superiores.

Cilindro portátil de 50 cm de diámetro dotado de pies para el apoyo en superficies planas dotado de patente exclusiva MFC que concentra las líneas de fuerza en el interior del solenoide sin dispersiones hacia el exterior (conforme al D.Lgs. 626). Identificación del polo norte para una correcta orientación.

- ACC550 - CP50



Par de aplicadores tamaño 16x10x3,5 para tratamientos localizados Par de aplicadores que puede operar ya sea en modalidad combinada (para tratar áreas grandes) que contraria (para concentrar la inducción magnética en un área delimitada).

Contenedor de material plástico recubierto de imitación de piel color gris para la identificación del polo norte y azul para el polo sur. Peso contenido y mínimo calor durante el funcionamiento.

- ACC615 - CP



Camilla high tech de aluminio con dos railes de alto deslizamiento y 2 cilindros (un cilindro diámetro 60cm, ancho 36cm y un cilindro diámetro 60cm, ancho 22cm) recubierto de imitación de piel con patente exclusiva MFC que concentra las líneas de fuerza en el solenoide sin dispersiones hacia el exterior (conforme al D.Lgs. 626).

Identificación del polo norte para una correcta orientación.

- ACC544 - LC60/2



Camilla high tech de aluminio con un rail de alto deslizamiento y 1 cilindro de diámetro 60cm ancho 36cm recubierto de imitación de piel con patente exclusiva MFC que concentra las líneas de fuerza en el solenoide sin dispersiones hacia el exterior (conforme al D.Lgs. 626).

El cilindro de 60cm está dotado de carro montado en cojinetes esféricos y puede deslizarse en el 100% del recorrido total. Identificación del polo norte para una correcta orientación.

- ACC543 - LC60



MAGNETOMED - ACCESORIOS OPCIONALES

ESTATIVO APLICADOR CON CILINDRO DE 50 cm

- ACC598 - SC50



ESTATIVO APLICADOR CON SOLENOIDE DE MEDIA LUNA REGULABLE EN ALTURA, IDEAL PARA TRATAMIENTOS SENTADOS

- ACC404 - SA



MÓDULO VOCAL

- ACC501



CARRO 3 BALDAS

- ACC604



KIT 10 SMART CARD PACIENTE

- ACC606



KIT ACTUALIZACIÓN SOFTWARE

- ACC607