

CEZANNE PRO 3

Camilla de osteopatía eléctrica de tres sectores con espuma muy compacta.



Producto
sanitario



Dimensiones
190 x 54 x 50 h92 cm



Altura regulable
da cm 52 cm min a 96 cm max



Carga de trabajo en seguridad
150 Kg



Capacidad máxima
190 Kg



Paso libre para
elevant a pacientes



La foto representa el producto con los accesorios opcionales

CARACTERÍSTICAS

Mesa de tres cuerpos con respaldo en proclive-declive y accionado mediante pistón de gas

Posición Trendelenburg y "joroba de camello" accionada mediante motor eléctrico

Motor eléctrico con fuerza de 4000N para la función "joroba de camello"

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 8000 N para la elevación

Llave de seguridad para corte corriente

Tapizado y colchón ignífugos, clase IM1