

FICHA TÉCNICA

Marca	Imagen	Denominación genérica y Referencia
		<p><b>EJERCITADOR RESPIRATORIO COACH 2</b></p> <p><b>REF: 22-2500</b></p> <p><b>REF: 22-2501</b></p>

**DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO**

Ejercitador respiratorio para expansión pulmonar utilizado después de una intervención de cirugía torácica para evitar el colapso pulmonar (ACTELECTASIS).

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES**

Medidor de volumen inspirado (ml) con escala graduada de amplia gama de volúmenes de medición: 2000 - **2500** - 3000 - 3500 y 4000 ML

Combina el volumen con el flujo adecuado para una correcta inspiración larga y sostenida. Dispone de un puerto de conexión de O<sub>2</sub> para oxígeno suplementario.

El sistema está diseñado para poder ser colgado en la cama y con un asa compacta para poder ser sujetado correctamente con la mano para su buen uso.

Contiene una boquilla con tubo corrugado para poder realizar los ejercicios.

**El código 22-2500 contiene una válvula unidireccional que asegura que los pacientes inhalen, en lugar de exhalar en la unidad.**

**El código 22-2501 no dispone de válvula unidireccional.**



## REFERENCIAS ESPECIFICACIONES Y PRESENTACIÓN

Ref. 22-2500 Ejercitador respiratorio para expansión pulmonar. Con válvula unidireccional  
Ref. 22-2501 Ejercitador respiratorio para expansión pulmonar. Sin válvula unidireccional

Presentación: cajas de 12 unidades

## COMPOSICIÓN, ALMACENAMIENTO Y ETIQUETADO

Composición: PVC transparente

Conservar en lugar seco, manteniéndolo lejos de la luz y el polvo. Sin riesgo de infección cruzada



De acuerdo MDD 93/42/EEC



Exento de látex.



De un solo uso



No estéril



DEHP-free