


# FUNDA DE SONDA DE ECÓGRAFO NO ESTERIL

## Descripción:

Funda de látex para cubrir las sondas de los ecógrafos.

## Especificaciones:

PROPIEDADES	UNIDAD	VALOR
LARGO	MM	195±5
ANCHO PLANO	MM	51±2
GROSOR	MM	0.085
PESO	GR	1.87



## Materiales:(Contiene látex)

- Las fundas de sonda ecógrafo no estéril Unidix están fabricados látex.

## Empaquetado, Referencias y Códigos de Barras:

Las fundas de sonda de ecógrafo no estériles Unidix están empaquetados en envases individuales no estériles, cajas de 100 unidades y embalajes de 5000 unidades.

REF	UDS	EAN13
41005020100	100	8432229102098
	6000	8432229348403

## Normativas

Las fundas de sonda de ecógrafo no estériles Unidix se fabrica en conformidad con:

- o Directiva 93/42/EC

Producto de Clase IIa

FABRICADAS EN MALASIA PARA GRUPO UNIDIX

EDICIÓN 1