

# PICASSO COMFORT

Camilla eléctrica para fisioterapia de dos cuerpos con respaldo proclive-declive y altura variable mediante un motor eléctrico. Aconsejada para terapia, masajes y reconocimientos médicos. Con soporte para toallas.



Producto  
**sanitario**



Dimensiones  
**209 x 64 x 50 h92 cm**



Altura regulable  
**da cm 50 cm min a 92 cm max**



Carga de trabajo en seguridad  
**160 Kg**



Capacidad máxima  
**200 Kg**



Paso libre para  
**elevar a pacientes**



Versión presentada con comando perimetral y opciones de ruedas

## CARACTERÍSTICAS

---

Mesa de dos cuerpos con respaldo únicamente en proclive de 84 cm y accionado mediante pistón de gas

---

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 8000 N

---

Accionamiento con mando a distancia

---

---

Llave de seguridad para corte corriente

---

Acolchado y tapizado ignífugos de clase 1IM

---