

PICASSO XL

Camilla eléctrica para fisioterapia de dos cuerpos con respaldo únicamente en proclive y altura variable realizada mediante un motor eléctrico. Aconsejada para terapia, masajes y reconocimientos médicos.



Producto
sanitario



Dimensiones
194 x 64 x 50 h92 cm



Altura regulable
da cm 50 cm min a 92 cm max



Carga de trabajo en seguridad
160 Kg



Capacidad máxima
200 Kg



Paso libre para
elevar a pacientes



Versión presentada con comando perimetral y opciones de ruedas

CARACTERÍSTICAS

Mesa de dos cuerpos con respaldo únicamente en proclive de 84 cm y accionado mediante pistón de gas

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 8000 N

Accionamiento con mando a distancia

Llave de seguridad para corte corriente

Acolchado y tapizado ignífugos de clase 1IM
