

# schiotz tonometer

**Riester**



The familiar way



schiotz A



schiotz B



schiotz C

**A masterpiece of precision mechanics!** Highly precise eye tonometer according to Prof. Schiötz for measuring intra-ocular pressure. Its **reliability and durability** makes this quality measuring instrument indispensable in every ophthalmologist's practice and eye clinic.

- High quality agate bearing for an extremely long service life
- Precision measurement on a scale of 0 to 20 sub-divisions and 0 to -1 sub-divisions
- Perfect reading of the scale with red pointer
- All vital parts are made of stainless steel, other parts are chrome-plated
- Complete in a black deluxe case with velvet-look inserts
- Supplied with three weights (5.5 g, 7.5 g, 10 g) and a conversion table

**Specification 5, polished weights, with inspection certificate**

schiotz A, with straight scale  
schiotz B, with inclined scale

No. 5110  
No. 5111

**Specification 3**

schiotz C, with inclined scale

No. 5112

**Ein Meisterstück der Feinmechanik!** Hoch präzise Augentonometer nach Prof. Schiötz zur intraokularen Augendruckmessung. Ihre **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit** machen die Qualitätsmessinstrumente in jeder Augenpraxis und -klinik unersetzlich.

- Hochwertiges Achatsteinlager für außergewöhnliche Langlebigkeit
- Präzisionsmessung auf der Skala 0 bis 20 Teilstriche und 0 bis -1 Teilstrich
- Perfekte Ablesbarkeit der Skala durch roten Zeiger
- Alle wichtigen Teile aus rostfreiem Stahl, der Rest ist verchromt
- Komplett in schwarzem Edeletui mit Samtoptik-Einsätzen
- Jeweils mit drei Gewichten (5,5 g, 7,5 g, 10 g) und einer Umrechnungstabelle ausgestattet

**Spezifikation 5, Gewichte poliert, mit Prüfprotokoll**

schiotz A, mit gerader Skala **Nr. 5110**  
 schiotz B, mit schräger Skala **Nr. 5111**

**Spezifikation 3**

schiotz C, mit schräger Skala **Nr. 5112**

**Un chef d'œuvre de la mécanique de précision !** Tonomètres oculaires de précision selon le professeur Schiötz, pour la mesure de la pression intraoculaire. Leur **fiabilité et leur longévité** rendent ces instruments de mesure haut de gamme irremplaçables dans tout cabinet ou clinique ophtalmologique.

- Avec agathe de qualité supérieure, pour une longévité hors du commun
- Mesure de précision sur une graduation allant de 0 à 20 et de 0 à -1
- Lisibilité parfaite de la graduation, grâce à l'aiguille rouge
- Toutes les pièces importantes sont en acier inoxydable, le reste est chromé
- Complet, dans un étui de luxe noir avec logements préformés façon velours
- Chaque appareil est équipé de trois poids (5,5 g, 7,5 g et 10 g) et d'un tableau de conversion.

**Spécification 5, poids polis, avec protocole d'étalonnage**

schiotz A, avec graduation droite **No. 5110**  
 schiotz B, avec graduation inclinée **No. 5111**

**Spécification 3**

schiotz C, avec graduation inclinée **No. 5112**

**¡Una obra maestra de la mecánica de precisión!** Tonómetros oculares de alta precisión según el concepto del profesor Schiötz, para medición de la presión intraocular. Su **fiabilidad y durabilidad** hacen que estos instrumentos de medición de alta calidad resulten insustituibles en cualquier consultorio o clínica de oftalmología.

- Cojinete de ágata de alta calidad para una extraordinaria durabilidad
- Medición de precisión en la escala: divisiones 0 a 20 y división 0 a -1
- Perfecta legibilidad de la escala gracias a la aguja de color rojo
- Todos los componentes importantes en acero inoxidable, y los demás cromados
- En estuche de lujo negro con apliques aterciopelados
- Cada tonómetro incluye tres pesas (5,5 g, 7,5 g, 10 g) y una tabla de conversión

**Especificación 5, pesas pulidas, con protocolo de prueba**

schiotz A, con escala recta **No. 5110**  
 schiotz B, con escala oblicua **No. 5111**

**Especificación 3**

schiotz C, con escala oblicua **No. 5112**

**Шедевр точной механики!** Высоточный глазной тонометр по профессору Шиотцу для измерения глазного давления. Надежность и продолжительный срок службы делают эти качественные измерительные приборы незаменимыми.

- Высококачественная опора из агата способствует особой долго вечности высоточного прибора.
- Прецизионное измерение на шкале от 0 до 20 делений и от 0 до -1 деления.
- Великолепная считываемость шкалы благодаря использованию стрелки красного цвета.
- Все наиболее важные части прибора выполнены из нержавеющей стали, остальные части хромированные.
- Весь комплект в черном футляре.
- С тремя гирьками (5,5 г, 7,5 г, 10 г) и таблицей для пересчета.

**Спецификация 5, грузики отполированы, с протоколом проверки.**

Шиотц А, с прямой шкалой **No. 5110**  
 Шиотц В, с наклонной шкалой **No. 5111**

**Спецификация 3**

Шиотц С, с наклонной шкалой **No. 5112**