

Extens

Podiatry chair with very stable structure. one motor controls height adjustment. Backrest and independent legrests regulation by gas lift pump. White PVC seamless upholstery of high quality and easy cleaning. Removable headrest cushion.

Sillón de podología con estructura muy estable y un motor que controla la altura. Respaldo y piernas independientes regulables mediante pistón de gas. Cojín reposacabezas regulable y extraíble. Tapizado PVC en color blanco de gran calidad sin costuras y de fácil limpieza.

Fauteuil de podologie avec structure très stable et 1 moteur qui règle la hauteur du fauteuil. Dossier et jambières indépendantes réglables par vérin à gaz. Repose-tête réglable et amovible. Revêtement en PVC blanc de haute qualité, sans coutures et facile à nettoyer.

Fußpflegestuhl mit einer sehr stabilen Struktur und mit einem Motor um die Höhe zu regulieren. Rückenlehne und unabhängigen Beinstützen mittels Gasfeder regulierbar. Ausziehbare und abnehmbare Kopfstütze. Hochwertige weiße PVC-Polsterung ohne Nähte, leicht abwaschbar.

Electric Podiatry Chair Ref. 2232A

Size without armrest: 190x56 cm

Size with armrest: 190x74,5 cm

Weight: 65 Kg

Upholstery: PVC

Motors: 1

- 1 Angle 45° ~ 85°
- 2 Up and Down ±8 cm
- 3 Up and Down 60/78 cm
- 4 Angle 0° ~ 85°
- 5 Extension ±15 cm

OPTIONS

- Bed cover
- 6 Foot controller Ref. FC-001
- 7 Debris tray Ref. 30030

PACKING SIZE cm

160x61x67

N.W. kg

65

G.W. kg

78

MAX WEIGHT

150 kg



