

MC-580 Segmental

Analizador de Composición Corporal
Bifrecuencia Segmental con WI-FI*

EL analizador MC-580 proporciona un completo estudio segmental bifrecuencia de la composición corporal en brazos, piernas y tronco.

Instrumento ligero, portable y fácil de utilizar incorpora la última y más actual tecnología de Impedancia Bioeléctrica modelo BIA 4-C

Dispone de las opciones de columna e impresora térmica para análisis de resultados inmediatos.



Peso



IMC



Grasa Corporal Grasa Visceral



Masa Muscular Tipo Físico



Mineral OseoTasa Metabólica



Edad metabólica Agua Total



Medidas Segmentales
Masa Grasa Masa Muscular
Agua Total



Características principales

- Mediciones completas, total y segmental, de la composición corporal
- Ligero y portátil, adecuado para evaluaciones móviles.
- LCD de doble pantalla de fácil lectura
- Transferencia automática de datos a través de WiFi (opcional*) y conexión a software SuiteEasy 8.0 (incluido en promoción)
- Conexión a impresora térmica. Opcional
- Capacidad máxima de peso 270kg con precisión de 100g
- *Modem Wi-Fi, cable, alimentador, software SuiteTablet para control del analizador, syncro a SuiteEasy y link (App), al móvil del usuario. La tablet debe ser de windows.



 **fisaude**
Tecnología médica y deportiva

CE - MDD C IIa